

# OneTouch Reveal® Mobile App: kompatible Geräte und Systemanforderungen

Um die OneTouch Reveal® Mobile App zu benutzen, benötigen Sie Folgendes:

- Ein kompatibles OneTouch® Messsystem mit Bluetooth®-Konnektivität
- Ein kompatibles mobiles Endgerät mit einem unterstützten Betriebssystem
- Sie müssen die App aus dem App Store<sup>SM</sup> bzw. von Google Play auf Ihr mobiles Endgerät herunterladen.

**Kompatibles OneTouch® Messsystem:**  
OneTouch Verio Flex™

## **Kompatible mobile Endgeräte und Betriebssysteme**

Die OneTouch Reveal® Mobile App ist kompatibel mit:

- Apple iPhone®, iPad® und iPod touch® unter iOS 7 oder höher
- Google Android™-Geräten mit BTLE-Unterstützung (Bluetooth Low Energy) unter Android 4.3, 4.4 oder 5.1

Um die Funktion zur Datenfreigabe (Teilen) der OneTouch Reveal® Mobile App nutzen zu können, benötigt Ihr mobiles Endgerät eine WLAN- oder Mobilfunkverbindung, um die Daten per SMS oder E-Mail versenden zu können. Die Kosten für SMS-Nachrichten bzw. die Datenübertragung entnehmen Sie bitte Ihrem Mobilfunkvertrag.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Bluetooth®-Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc., und jede Verwendung dieser Marken durch LifeScan Europe erfolgt unter einer Lizenz.

Apple, das Apple-Logo, iPhone, iPad und iPod touch sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken der Apple Inc. App Store ist eine Servicemarke der Apple Inc.

iOS ist in den USA und anderen Ländern eine eingetragene Marke der Apple Inc.

Google, Google Play, Android und das Google-Logo sind eingetragene Marken der Google Inc.

© LifeScan, Division of Cilag GmbH International 2015 – CO/DMV/0715/0199

LifeScan, Geschäftsbereich der Johnson & Johnson GmbH, Zweigniederlassung Neckargemünd, Karl-Landsteiner-Straße 1, D-69151 Neckargemünd.

Dieses Dokument wurde über [www.lifescan.de](http://www.lifescan.de) aufgerufen. Bitte besuchen Sie [www.lifescan.de](http://www.lifescan.de) für zusätzliche Informationen.